

⇒ FAX (06 41) 94 888 996

bj-diagnostik Vertriebs GmbH
Kerkrader Str. 11 • 35394 Gießen
Telefon (06 41) 94 888 994
E-Mail kontakt@bj-diagnostik.net

MEHRFACHNACHWEISE von Drogen in Speichel

PRODUKT / NACHWEIS	VERPACKUNGS-EINHEIT	ANGEBOTSMENGE TESTS
Testpanel mit Abnahme device, einzeln folienverpackt		
ToxiScreen® Twist Screen Multi-Line 6 (TS-ML-TS-01) Amphetamine • Benzodiazepine • Cocain • <u>Methadon</u> • Methamphetamine • Morphin/Opiate	20 Tests	
ToxiScreen® Twist Screen Multi-Line 6 (TS-ML-TS-02) Amphetamine • Benzodiazepine • Cocain • Methamphetamine • Morphin/Opiate • <u>THC</u> (Marihuana)	20 Tests	

MEHRFACHNACHWEISE von Drogen in Urin

PRODUKT / NACHWEIS	VERPACKUNGS-EINHEIT	ANGEBOTSMENGE TESTS
Paneltest (Dip- bzw. Tauchtest), einzeln folienverpackt		
ToxiScreen® PAN 5 B (TS-PAN5B-025) Amphetamine • Benzodiazepine • Buprenorphin • Cocain • Morphin/Opiate	25 Tests	
ToxiScreen® PAN 6 (TS-PAN6-025) Benzodiazepine • Cocain • Methadon • <u>Methamphetamine</u> • Morphin/Opiate • THC (Marihuana)	25 Tests	
ToxiScreen® PAN 6A (TS-PAN6A-025) <u>Amphetamine</u> • Benzodiazepine • Cocain • Methadon • Morphin/Opiate • THC (Marihuana)	25 Tests	
ToxiScreen® PAN 6B (TS-PAN6B-025) Benzodiazepine • <u>Buprenorphin</u> • Cocain • Methadon • Morphin/Opiate • THC (Marihuana)	25 Tests	
ToxiScreen® PAN 6C (TS-PAN6C-025) <u>Amphetamine</u> • Benzodiazepine • Cocain • <u>Methamphetamine</u> • Morphin/Opiate • THC (Marihuana)	25 Tests	
ToxiScreen® PAN 6D (TS-PAN6D-025) Amphetamine • Benzodiazepine • Cocain • <u>EDDP (Methadonmetabolit)</u> • Morphin/Opiate • THC (Marihuana)	25 Tests	
ToxiScreen® PAN 8 (TS-PAN8-025) Amphetamine • Benzodiazepine • Buprenorphin • Cocain • MDMA (Ecstasy) • Methadon • Morphin/Opiate • THC (Marihuana)	25 Tests	
ToxiScreen® PAN 10 (TS-PAN10-025) Amphetamine • <u>Barbiturate</u> • Benzodiazepine • Cocain • MDMA (Ecstasy) • Methadon • Methamphetamine • Morphin/Opiate • THC (Marihuana) • Trizyklische Antidepressiva	25 Tests	
ToxiScreen® PAN 10 B (TS-PAN10B-025) Amphetamine • <u>Buprenorphin</u> • Benzodiazepine • Cocain • MDMA (Ecstasy) • Methadon • Methamphetamine • Morphin/Opiate • THC (Marihuana) • Trizyklische Antidepressiva	25 Tests	
ToxiScreen® PAN 10 C (TS-PAN10C-025) Amphetamine • <u>Barbiturate</u> • Benzodiazepine • Cocain • <u>EDDP (Methadonmetabolit)</u> • MDMA (Ecstasy) • Methamphetamine • Morphin/Opiate • THC (Marihuana) • Trizyklische Antidepressiva	25 Tests	

PRODUKT / NACHWEIS	VERPACKUNGS-EINHEIT	ANGEBOTSMENGE TESTS
Pipettiertest (Drop-, bzw. Tropftest), einzeln folienverpackt		
ToxiScreen® Multi-Line 10 (TS-ML-Pan10a-025) (AMP/COC/THC) + (BZO/TCA/BAR) + (MET/MOP) + (MTD/MDMA)	25 Tests	

Urinverfälschung

PRODUKT / NACHWEIS	VERPACKUNGS-EINHEIT	ANGEBOTSMENGE TESTS
AdultaScreen Urinverfälschungstest (TS-DUC-S-025) Kreatinin, Nitrit, Glutaraldehyd, pH, spezifische Dichte, Oxidantien und Pyridiniumchlorochromat	25 Tests	

Individuelle Zusammensetzungen sind möglich (Mindestbestellmenge: 1.000 Tests).
Alle Tests entsprechen den IVD-Richtlinien und verfügen über CE-Kennzeichnung.

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

⇒ FAX (06 41) 94 888 996

bj-diagnostik Vertriebs GmbH
Kerkraeder Str. 11 • 35394 Gießen
Telefon (06 41) 94 888 994
E-Mail kontakt@bj-diagnostik.net

Teststreifen/ Einzelnachweise von Drogen in Urin

PRODUKT Teststreifen, einzeln folienverpackt	NACHWEIS	CUT-OFF	VERPACKUNGS- EINHEIT	ANGEBOTSMENGE TESTS
ToxiScreen® AMP (TS-AMP-S-050)	Amphetamine	1.000 ng/ml	50 Tests	
ToxiScreen® BAR (TS-BAR-S-050)	Barbiturate	300 ng/ml	50 Tests	
ToxiScreen® BUP (TS-BUP-S-050)	Buprenorphin	10 ng/ml	50 Tests	
ToxiScreen® BZO (TS-BZO-S-050)	Benzodiazepine	300 ng/ml	50 Tests	
ToxiScreen® COC (TS-COC-S-050)	Cocain	300 ng/ml	50 Tests	
ToxiScreen® EDDP (TS-EDDP-S-050)	EDDP (Methadonmetabolit)	100 ng/ml	50 Tests	
ToxiScreen® MET (TS-MET-S-050)	Methamphetamine	1.000 ng/ml	50 Tests	
ToxiScreen® MDMA (TS-MDMA-S-050)	MDMA • Ecstasy	500 ng/ml	50 Tests	
ToxiScreen® MTD (TS-MTD-S-050)	Methadon	300 ng/ml	50 Tests	
ToxiScreen® MOP (TS-MOP-S-050)	Morphin • Opiate • Heroin	300 ng/ml	50 Tests	
ToxiScreen® PCP (TS-PCP-S-050)	Phencyclidin	25 ng/ml	50 Tests	
ToxiScreen® TCA (TS-TCA-S-050)	Trizyklische Antidepressiva	1.000 ng/ml	50 Tests	
ToxiScreen® THC (TS-THC-S-050)	Cannabinoide (Marihuana)	50 ng/ml	50 Tests	

Die Einzelnachweise für Drogen in Urin sind alternativ auch als Testkassetten (Tropf- bzw. Droptests) erhältlich.

Teststreifen/ Einzelnachweise von Drogen in Urin (in Dosen)

PRODUKT Teststreifen in Dose	NACHWEIS	CUT-OFF	VERPACKUNGS- EINHEIT	ANGEBOTSMENGE TESTS
ToxiScreen® THC (TS-THC-D-025)	Cannabinoide (Marihuana)	50 ng/ml	25 Tests/Dose	

Teststreifen/ Einzelnachweise von Alkohol in Speichel und anderen Flüssigkeiten

PRODUKT Teststreifen, einzeln folienverpackt	NACHWEIS	CUT-OFF	VERPACKUNGS- EINHEIT	ANGEBOTSMENGE TESTS
ToxiScreen® Alkoholteststreifen (TS-ALC-01)	Ethanol	0,1‰ (10 mg/dL)	25 Tests	

Alle Tests entsprechen den IVD-Richtlinien und verfügen über CE-Kennzeichnung.

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

Unsere Zahlungsbedingungen sind: 2% Skonto bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen oder 30 Tage netto. Ab einem Bestellwert von 200 Euro liefern wir versandkostenfrei, darunter fällt eine Versandkostenpauschale (3,95 Euro) an. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der bj-diagnostik Vertriebs GmbH. Wir verweisen auf allgemein gültiges Recht.

ANSCHRIFT

Datum

Unterschrift